



Brinell L

Packung 5 ml Paste, 1 Baumwollschwabbel, 1 Filzrad, 1 Mandrell



Artikelnr.: 71070
Hersteller: Renfert
Gewicht: 0.035 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 30 mm
Länge: 170 mm

€ 31,39

Zzgl. MwSt.

Packung 5 ml Paste, 1 Baumwollschwabbel, 1 Filzrad, 1 Mandrell

- *Brinell L* ist eine mit Diamantpulver angereicherte Hochglanzpolierpaste für EM-, NEM-Aufbrennlegierungen und Keramik
- Feinste Diamantpartikel erzeugen optimalen Hochglanz
- Sparsame Dosierung aus dem Applikator
- Effiziente Aufnahme des Poliermittels mit dem Filzrad
- Exzellenter Hochglanz mit der Wollschwabbel