



Polycarbonat-Kronen

Packung 5 Stück Nr. 303



Artikelnr.: 71245

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 0.003 kg

Höhe: 36 mm

Breite: 19 mm

Länge: 31 mm

€ 8,97

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Kronen Nr. 303

Die temporäre *Polycarbonat-Krone* von 3M zur einfachen und ästhetischen Restauration von Front- und Seitenzähnen.

- Mikro-glasfaserverstärkt
- Leicht transluzent, perfekte Ästhetik
- Mit der Schere einfach zuschneidbar
- Beschleifbar, formbar und polierbar

Temporäre Kronen für den Front- und Prämolarenbereich.