



Aquasil™ Soft Putty

Standardpackung 450 ml Base, 450 ml Katalysator



Artikelnr.: 71414
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 1.69 kg
Höhe: 113 mm
Breite: 118 mm
Länge: 223 mm

€ 127,75

Zzgl. MwSt.

Standardpackung 450 ml Base, 450 ml Katalysator

Aquasil™ Soft Putty ist ein sehr hochviskoses Abformmaterial mit idealer Elastizität für eine einfache Entnahme bei untersichgehenden Stellen. Es wird als Löffelmaterial für die Doppelmischtechnik oder für die Vorabformung in der Korrekturtechnik verwendet.