



Aquasil™ Soft Putty

Nachfüllpackung 4 x 450 ml Base, 4 x 450 ml Katalysator



Artikelnr.: 71415
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 6.323 kg
Höhe: 173 mm
Breite: 220 mm
Länge: 215 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 4 x 450 ml Base, 4 x 450 ml Katalysator

Aquasil™ Soft Putty ist ein sehr hochviskoses Abformmaterial mit idealer Elastizität für eine einfache Entnahme bei untersichgehenden Stellen. Es wird als Löffelmaterial für die Doppelmischtechnik oder für die Vorabformung in der Korrekturtechnik verwendet.