



wave

Packung 1 g Spritze OA2, 5 Einwegtips



Artikelnr.: 71828

Hersteller: SDI

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 99 mm

Länge: 227 mm

€ 16,84

Zzgl. MwSt.

Packung 1 g Spritze OA2, 5 Einwegtips

wave ist ein fließfähiges, Fluoride freisetzendes, lichthärtendes Hybridkomposit. wave eignet sich beispielsweise für Restaurationen von minimalvasiven Klassen I und II, Klasse V, zur Fissurenversiegelung und als Liner.

Enthält kein Bisphenol-A.