



MIRAJECT® Injektionskanülen

Packung 100 Stück grau, Ø 0,4 mm, G27 30/23 kurz



Artikelnr.: 71931
Hersteller: Hager & Werken
Gewicht: 0.228 kg
Höhe: 198 mm
Breite: 57 mm
Länge: 86 mm

€ 10,91

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen grau, Ø 0,4 mm, G27 30/23 kurz

Die klassische Einmalkanüle für Zylinderampullen. Seit über 50 Jahren der Inbegriff für Qualität: über 400 Mio. Miraject-Kanülen auf höchstem Qualitätsniveau. Hergestellt unter strengsten Qualitätskontrollen. Erfüllt die höchsten Ansprüche der Injektionshygiene, jede Nadel mit Sterilitätskontrollsiegel. Dreifach-Lanzettenschliff – schmerzarm. Einstichmarkierung – Orientierung. Silikonbeschichtung – optimales Gleitverhalten.