



## MIRAJECT® LUER

Packung 100 Stück rot, G25 Ø 0,5 x 23mm

---



Artikelnr.: 71943  
Hersteller: Hager & Werken  
Gewicht: 0.133 kg  
Höhe: 40 mm  
Breite: 80 mm  
Länge: 185 mm

**€ 5,29**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Kanülen rot, G25 Ø 0,5 x 23mm

Injektionskanülen mit Kunststoffkonus Luer. Für Injektionslösungen aus der Ampulle. Für alle gängigen Einmalspritzen. Steril, einzeln verpackt.