

GERL.WALLside Spenderschrank



Artikelnr.: 720000
Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 1.850,00

Zzgl. MwSt.

- **Ausführung Stahl**, doppelwandig
- Höchste Qualität
- Fronttüre Alurahmen mit weißer Acrylscheibe
- **2 seitliche Spender für Handschuhe**
- Spender für Handtücher, Becher und Mundschutz
- 2 Sensor-Spender für Seife und Desinfektion
- Spender-Module flexibel zu tauschen
- Maße (B x H x T): 100 x 39 x 31,5 cm
- Lackierung in signalweiß RAL 9003
- Lieferung kurzfristig möglich

Optionen und Mehrpreise:

Anlieferung und Montage des 1. Schrankes, pauschal	€ 200,- zzgl. MwSt.
Anlieferung und Montage jedes weiteren Schrankes	€ 100,- zzgl. MwSt.
Sonderlackierung (Lieferzeit verzögert sich um ca. 4-6 Wochen.) (unabhängig ob nur Front oder komplett)	€ 280,- zzgl. MwSt.