



Calipretto S

Stück inklusive 3 Spitzenpaaren, 1 Justierhülse, 1 Inbusschlüssel



Artikelnr.: 72029
Hersteller: Renfert
Gewicht: 0.093 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 80 mm
Länge: 129 mm

€ 169,71

Zzgl. MwSt.

Stück Messgerät inklusive 3 Spitzenpaaren, 1 Justierhülse, 1 Inbusschlüssel

Messsystem zur präzisen Ermittlung von Wandstärken zahntechnischer Objekte. Zusätzlich zum Standard-Spitzenpaar sind zwei Austausch-Spitzenpaare erhältlich. Die modifizierten Messspitzen sind für Problemzonen wie beispielsweise im Inzisalbereich von Frontzahnkronen geeignet.