



Pulp Canal Sealer™

Refill Packung 4 x 4 ml Liquid



Artikelnr.: 72245
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.062 kg
Höhe: 90 mm
Breite: 41 mm
Länge: 140 mm

€ 63,05

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 4 x 4 ml Liquid

Zinc Oxide Eugenol Root Canal Sealer.

Pulp Canal Sealer™ ist ein Zinkoxid-Eugenol-Sealer mit Pulver und flüssigem Katalysator. Die Rezeptur ist nicht irritierend und röntgensichtbar.

Pulp Canal Sealer™ EWT bietet eine Verarbeitungszeit von mehr als 6 Stunden.