

GERL.M1



Sonderaktion

Artikelnr.: 722951

Hersteller: Ultradent Dental

€ 30.990,00

Zzgl. MwSt.

Sonderaktion

Arztelement:

- Montiert auf Schwenkarm
- Ablagefläche für 2 Normtrays
- Lichtturbineneinrichtung
- Lichtmotor K2, kollektorlos
- Zahnsteinentfernungsgerät
- 3-Wegespritze Luzzani

Assistenzelement:

- Großer und kleiner Sauger
- Großflächiges Bedienelement
- Speifontäne (inkl. RKI-Reinigungstopf)
- Integrierter Wasserblock nach DVGW mit Intensiventkeimung
- Vorbereitet für Nassabsaugung

Patientenstuhl:

- UD2021 Premium
- Für Patienten bis 160 kg
- Abknickbare Kopfstütze mit Keil
- Kreuzfußschalter zur Stuhlbedienung

Weitere Ausstattung:

- Trayarm mit Ablagefläche für 2 Normtrays
- Fußanlasser F10
- Geräteleuchte LED

- Lack RAL 9010 reinweiß, Polster nach Wahl

Das Gerät passt auf den Anschlusspunkt der alten Siemens M1!

Optionen und Dienstleistungen:

Aufstellplatte (nach Prüfung der baulichen Gegebenheiten)	€ 1.317,- zzgl. MwSt.
Dürr Amalgamabscheider integriert, statt Nassabsaugung	€ 2.690,- zzgl. MwSt.
Separierung (Trockenabsaugung + zentraler Amalgamabscheidung)	€ 950,- zzgl. MwSt.
Selektivablage	€ 590,- zzgl. MwSt.
Zweiter kollektorloser Lichtmotor K2	€ 2.510,- zzgl. MwSt.
3-Wegespritze Luzzani auf der Assistenzseite	€ 950,- zzgl. MwSt.
Mehrpreis Zahnsteinentfernungsgerät mit Licht	€ 790,- zzgl. MwSt.
Supersoftpolster GERL. Edition	€ 1.990,- zzgl. MwSt.
Doppel-Bottle-Lösung statt Wasserblock nach DVGW	preisneutral
Integriertes RKI-Spülsystem (nicht nachrüstbar)	€ 530,- zzgl. MwSt.
Multimediapaket vision U bestehend aus: Dürr VistaCam iX HD Smart, 21,5"-Multi-Touchscreen, Software und Kabelsatz (ohne notwendigen PC; Installation der Software nach Aufwand)	€ 6.200,- zzgl. MwSt.
Schwenkbare Speischale	€ 490,- zzgl. MwSt.
Verschiebbare Speifontäne (Gleiter statt feste Adapter)	€ 1.040,- zzgl. MwSt.
Funkfußanlasser	€ 460,- zzgl. MwSt.
Arbeitssessel Typ Iron, je	€ 740,- zzgl. MwSt.
Kompatibilitäts-Check	€ 220,- zzgl. MwSt.
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag	ab € 102,- zzgl. MwSt. monatlich
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin + € 250,- zzgl. MwSt.)	€ 695,- zzgl. MwSt.
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV (Anbindung Multimediapaket)	€ 1.290,- zzgl. MwSt. (+ € 350,- zzgl. MwSt.)

Transportkosten	€ 490,- zzgl. MwSt.
-----------------	---------------------

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.

Gültig so lange der Aktionsvorrat reicht.