

## GERL. IT-Röntgen-Paket



Die optimale GERL. Lösung

Artikelnr.: 723427

Hersteller: GERL. Eigenmarke

**€ 2.490,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

Die optimale GERL. Lösung

### **GERL. PC – Röntgen**

- Intel Core i5
- 16 GB Arbeitsspeicher
- 512 GB SSD
- Grafikkarte passend zum Röntgen-System
- Windows 10 Pro. 64 Bit
- Maße (B x H x T): 181 x 436 x 430 mm

### **Funk – Maus / Tastatur – Cherry DW 8000 silber/weiß**

### **21“ Eizo Dental Befundung**

- Raumklasse 5
- Farbe: schwarz
- 1600 x 1200 Auflösung
- Abnahme Bildwiedergabesystem durch den Aufsteller/Lieferant nach Röntgenverordnung
- RadiCS - Software zur Durchführung der Konstanz- und Abnahmeprüfung des Bildwiedergabesystems
- Maße inkl. Fuß (B x H x T): 485 x (380-472,5) x 215,5 mm

### **Wandhalterung – 15“-24“**

### **Konfiguration Client PC – im Depot**