

## Sirona Sirolaser Blue



Artikelnr.: 723445

Hersteller: Dentsply Sirona

### Preis auf Anfrage

- Multi-Diodenlaser mit 445, 660 und 970 nm
- Netzteil und Akku-Pack
- 3 Laserschutzbrillen
- 2 Edelstahl-Handstückhülsen
- Kombi-Biegewerkzeug
- Fibercutter
- USB-Port

#### Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

25 EasyTip 320 Einmalfaserspitzen
25 EasyTip 200 Einmalfaserspitzen
25 EasyTip Endo Einmalfaserspitzen
MultiTip 8 mm (Lichtleiter für Low Level Laser Therapie + Bleaching)
MultiTip 4 mm (Lichtleiter für Low Level Laser Therapie)