



ChromoPol

Packung 6 Stück unmontiert, braun mittel, Figur 273, Ausf. 533, 24,5 mm, ISO 100



Artikelnr.: 72803
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 96 mm
Länge: 155 mm

€ 12,77

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer unmontiert, braun mittel, Figur 273, Kopflänge: 24,5 mm, ISO 100

Der Abrasiv-Polierer für Chrom-Kobalt-Legierungen mit langer Standzeit, erhältlich in 3 Korngrößen fein/mittel/grob.

- Drehzahl 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik