



Cavex Alginate Container pink St

Stück pink



Artikelnr.: 72817
Hersteller: Cavex
Gewicht: 0.693 kg
Höhe: 188 mm
Breite: 166 mm
Länge: 190 mm

€ 22,67

Zzgl. MwSt.

Stück Container pink

Der Behälter schließt das Pulver luftdicht ein und verhindert so das Verklumpen des Materials. Weiterhin ist der Behälter UV Licht undurchlässig was bei Farbumschlag-Alginaten wichtig ist. Durch das Abstreichen des Dosierlöffels am vorderen Behälterrind wird das Überdosieren des Alginatepulvers verhindert.

- Luftdicht und lichtundurchlässig
- Für Sicherung der Alginatequalität
- Einhandbedienung
- Dosierlöffel mit extra langem Griff für leichte Pulverentnahme
- Dosierlöffel am vorderen Innenrand des Containers abstreifen
- Halterung für den Dosierlöffel an der Unterseite des Deckels
- Maße: 15 x 15 x 18 cm