



## Flexitime® Dynamix

Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche Heavy Tray, Zubehör

---



Artikelnr.: 72849  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 1.616 kg  
Höhe: 86 mm  
Breite: 185 mm  
Länge: 195 mm

**€ 175,47**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 x 380 ml Doppelkartusche Silikon Heavy Tray, 2 Dynamix Mixing Tips, 1 Fixations Ring

Souveräne Präzision - Jederzeit.

Das innovative Abbindezeit-Konzept mit einer flexiblen Verarbeitungszeit von 1-2:30 Minuten bei einer gleichzeitig immer kurzen Mundverweildauer von 2:30 Minuten, 3 verschiedene Darreichungsformen inklusive automatischer Anmischung und die kompakte Allrounder System Struktur mit 6 verschiedenen Viskositäten.