



## TOPDENT TopPol Co-Cr Polierer

Packung 50 Stück mittel, Rad 22 x 3 mm

---



Artikelnr.: 73095  
Hersteller: Kentzler-Kaschner  
Gewicht: 0.152 kg  
Höhe: 36 mm  
Breite: 91 mm  
Länge: 93 mm

**€ 39,52**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 50 Polierer mittel, Rad 22 x 3 mm

- Hohe Polierleistung bei niedriger Drehzahl
- Geringe Hitzeentwicklung
- Aus extrem hartem Material (vulkanisiert)
- Max. 20.000 U/min.