




Perma Sharp™ Polypropylen

Packung 12 Stück blau, 45 cm, C-22, 3/8 Kreis, schneidend, Rückstich, 16,2 mm, USP 5/0



Artikelnr.: 73169
Hersteller: Hu-Friedy
Gewicht: 0.085 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 68 mm
Länge: 140 mm



€ 66,69

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Folien blau, Fadenlänge: 45 cm, C-22, 3/8 Kreis, schneidend, Rückstich, Bogenlänge: 16,2 mm, USP 5/0

Perma Sharp™ Nahtmaterial wurde speziell für dentale Anwendungen entwickelt und gestattet einen effizienten und zuverlässigen Wundverschluss.

Das monofile Nahtmaterial aus Polypropylen-Polymeren zeichnet sich durch eine hervorragende Gewebeverträglichkeit aus. Eine gute Alternative zu Seide.

- Edelstahl der Serie 300, die ideale Legierung für zahnärztliche Nähnadeln, sorgt Stich für Stich für eine feste, scharfe Nadel
- Hergestellt aus einer festeren Legierungszusammensetzung, die eine höhere Duktilität gewährleistet – ein Biegen der Nadel führt seltener zu deren Bruch
- Die feinere Spitzegeometrie ermöglicht ein gleichmäßiges Eindringen ins Gewebe, bei dem bis zu 20 % weniger Kraft aufgewendet werden muss als bei anderen Nadeln
- Lasergebohrte Nadeln für geringere Gewebeschäden
- Monofil
- Blau
- Nicht resorbierbar