



## Retainerdosen

Sortiment

---



Artikelnr.: 74015  
Hersteller: SCHEU-DENTAL  
Gewicht: 0.335 kg  
Höhe: 140 mm  
Breite: 141 mm  
Länge: 230 mm

**€ 18,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Sortiment** 10 Retainerdosen

*Retainerdosen:* Stabile Kunststoffboxen, mit Umhängeöse und Belüftungslöchern zur Aufbewahrung von KFO-Geräten und Mundschutz. Sortiment in 5 Farben. *Silikonsschlauch* zum Abdecken von Klammerdrähten.