



## Aislar®

Flasche 80 ml



Artikelnr.: 74195  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 0.217 kg  
Höhe: 133 mm  
Breite: 61 mm  
Länge: 63 mm

**€ 14,43**

Zzgl. MwSt.

### Flasche 80 ml Isolierung

Sichere Isolierung für die Kunststoffprothetik. Eine gute Isolierung ist die Basis für eine passgenaue prothetische Versorgung. *Aislar®* ist eine formaldehydfreie, wässrige Lösung auf Alginatbasis zur Isolierung von Gipsoberflächen gegen Prothesenkunststoffe und Komposite. Dabei gibt es sehr vielfältige Anforderungen an eine Isolierung, wie eine schnelle Trocknungszeit, glatte Oberflächenwiedergabe und eine einwandfreie Trennung. Diese Eigenschaften werden von *Aislar®* sowohl bei heiß- als auch bei kaltpolymerisierenden Prothesenkunststoffen erfüllt.

#### Vorteile

- Höchste Passgenauigkeit der Prothesen
- Erzielung glatter Oberflächen

#### Indikation

- Gips gegen Kunststoff
- Gips gegen Komposit
- Auf allen Gipsen für Kalt- und Heißpolymerisate

#### Verarbeitung

- Auf Gips (kalten/warmen)
- Zweimalig dünn auftragen