

## Ray Europe RayFace 200 3D-Gesichtsscanner



Artikelnr.: 743037

Hersteller: Ray Europe

### Preis auf Anfrage

#### Produkteigenschaften:

- 6 Hochauflösende Kameras mit optimaler Belichtung
- 9 gleichzeitig arbeitende Bildsensoren erzeugen einen kompletten 3D-Gesichtsscan in 0,5 Sekunden
- Integrierte Beleuchtung
- Vielfältige Anwendungen für Kieferorthopädie, Implantologie und Prothetik
- RCFR – Realistic Color Facial Reconstruction ermöglicht eine realitätsnahe digitale Rekonstruktion des Gesichtes
- Auto Alignment – Die erzeugten 3D-Daten können automatisch mit einem Intraoralscan und CT-Daten überlagert werden.
- Offenes Schnittstellen, zB. Exocad

#### Optionen und Dienstleistungen:

Anlieferung, Installation, Einweisung in Hard- und Software	€ 900,- zzgl. MwSt.
Ultra-Performance-Notebook	€ 2.850,- zzgl. MwSt.