



EndoREZ™

Nachfüllpackung 5 ml Doppelkammerspritze, 20 Mixing Tips



Artikelnr.: 74336
Hersteller: Ultradent Products
Gewicht: 0.033 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 97 mm
Länge: 209 mm

€ 93,81

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 5 ml Doppelkammerspritze, 20 Mixing Tips

EndoREZ™ weltweit erster hydrophiler und selbstprimende Kunststoffsealer. Vollständige, gründliche Versiegelung.

EndoREZ™ Points sind adhäsiv beschichtet und verbinden sich chemisch mit *EndoREZ™*.

EndoREZ™ Accelerator Abbindebeschleuniger für *EndoREZ™* - verkürzt die Abbindezeit auf ca. 5 Minuten.

Hilfreich für jeden *EndoREZ™*-Verwender, der zügig arbeiten will. Einfacher Einsatz: EndoREZ™-Masterpoint und Accessory Points in EndoREZ™ Accelerator tauchen, dann in Kanal einbringen. Ohne laterale Kondensation.