



els extra low shrinkage® FLOW

Spritze 2 g SW



Artikelnr.: 74371
Hersteller: Saremco
Gewicht: 0.019 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 10 mm
Länge: 210 mm

€ 23,55

Zzgl. MwSt.

Spritze 2 g SW

els extra low shrinkage® FLOW ist ein fließfähiges Feinsthybridkomposit für Slots und erweiterte Fissurenversiegelungen. Es ist frei von TEGDMA und HEMA und somit für Patienten und Anwender mit einer Sensibilität gegenüber diesen Stoffen besonders geeignet.

- Niedrige Schrumpfspannung
- Hohe Randdichtigkeit
- Äusserst farbstabil / röntgenopak
- Ausgezeichnet und einfach auf hochglanz polierbar