

Programat P710 G2



Artikelnr.: 745200

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

€ 9.850,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- Zeitsparender, einfacher Bedienungskomfort
- Hohe Prozesssicherheit durch Infrarot Technologie (IRT), Indiv. gesteuerter Vortrocknungs-, Schließ- & Abkühlprozess für bis zu 20% schnelleren Prozessablauf
- Digitaler Zahnfarbassistent (DAS)
- IoT-Funktion, für monatl. Kostenlose Nutzungsberichte
- Stromausfall-Programmüberbrückung
- Power-Saving-Technologie
- 20 vordefinierte Programme und Materialgruppen
- 700 individuelle Programmspeicher
- Große Brenngutablage
- Garantie 3 Jahre
- **Ivoclar Hochleistungs-Vakuumpumpe VP5**

Optionen und Dienstleistungen:

Anlieferung, Installation und technische Geräteeinweisung	€ 590,- zzgl. MwSt.
---	---------------------