



## Uni-Grip®

Stück Führungsstange mit Zielring



Artikelnr.: 74544  
Hersteller: Dentsply Sirona  
Gewicht: 0.052 kg  
Höhe: 31 mm  
Breite: 109 mm  
Länge: 149 mm

**€ 59,17**

Zzgl. MwSt.

Stück Führungsstange mit Zielring

Der neue einzigartige Einweg-Röntgenfilmhalter *Uni-Grip®* für Filme, Speicherfolien und digitale Sensoren. Machen Sie Front-, Molaren- und Bissflügel aufnahmen in perfekter Paralleltechnik mit nur einem Halter pro Patient.