



## Matrizenspanner nach Didner Nr. 8P

Stück für Bänder bis 5 mm



Artikelnr.: 74606  
Hersteller: MEBA-Schwer  
Gewicht: 0.014 kg  
Höhe: 11 mm  
Breite: 44 mm  
Länge: 72 mm

**€ 30,41**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Spanner für Bänder bis 5 mm

Matrizenspanner Nr. 8P nach Didner ist ein verstellbarer Spanner, der mit seinem beweglichen Kopf nach rechts und links gedreht werden kann.