



MEGA-I

Flasche 500 ml



Artikelnr.: 74848
Hersteller: MEGADENTA
Gewicht: 0.542 kg
Höhe: 208 mm
Breite: 76 mm
Länge: 142 mm

€ 8,94

Zzgl. MwSt.

Flasche 500 ml Isolierung

MEGA-I ist eine Alginat-Isolierlösung zur Isolation von Gipsformteilen gegen Kunststoffe, z. B. bei der Kuvettententechnik, für Auto- und Lichtpolymerisate und bei der Anwendung von Kunststoffen in der Kieferorthopädie, *MEGA-I* zieht schnell in das Gipsmodell ein und ergibt einen sehr dünnen aber wirksamen Isolierschutz.