



## Steam off Isolierung

Flasche 20 ml Isolierung



Artikelnr.: 74995  
Hersteller: Yeti  
Gewicht: 0.061 kg  
Höhe: 80 mm  
Breite: 27 mm  
Länge: 30 mm

**€ 12,24**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 20 ml Isolierung

- 5 Dentinfarben + Bleach für die gesamte Farbskala A1 - D4
- natürliche Dentinfarbe - für natürliches Bemalen
- Einfaches Aufpassen - Abdampfen des Lackes zum Expansionsausgleich der Presskeramik
- Wasserresistent - Einfaches Reinigen des Modells
- Homogenes deckendes Ergebnis bereits beim ersten Auftragen
- 15 my Schichtauftrag, keine Gipsverfärbung