



PROTAR® evo 9

Stück Artikulator 9 ohne Split-Cast



Artikelnr.: 75086
Hersteller: KaVo
Gewicht: 2.312 kg
Höhe: 150 mm
Breite: 225 mm
Länge: 330 mm

€ 1.736,68

Zzgl. MwSt.

Stück Artikulator 9 mit Einstellmöglichkeit für sagittale Kondylenbahn, Bennettwinkel, Immediate -Side-Shift, Retrusion 0-1 mm, Protrusion 0-6 mm, Distraction 0-6 mm inklusive 1 Stützstift 0622 1181, Kontrollplatten, 1 Inzisalteller plan, 1 In

PROTAR® evo sind Artikulatoren, die durch ihr edles Design und Farbklima Hygiene und Wertigkeit wie selbstverständlich kommunizieren. Die neue Generation PROTAR® evo bietet durch die vergrößerten Einstellskalen deutlich bessere Justiermöglichkeiten, steigert die Präzision und hilft so, Ihre Kosten zu senken. Der hochpräzise KaVo Split-Cast ist Voraussetzung, damit nur die Zahnmodelle mit der prothetischen Arbeit ohne Artikulator versandt werden können. Ihr wertvolles Gerät verbleibt in Ihren Händen.

- Perfekte Präzision für Ihre Wirtschaftlichkeit
- Überzeugende Präsentation Ihrer prothetischen Arbeit am Patienten
- Souveräne Handhabung