



## TF Feilen System

Packung 3 Stück 23 mm, Taper.10 ISO 025



Artikelnr.: 75242  
Hersteller: Kerr  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 76 mm

**€ 47,89**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 3 Feilen 23 mm, Taper.10 ISO 025

TF(r) ist die erste und einzige Feile, die eine urheberrechtlich geschützte Herstellung verwendet, um eine unübertroffene Festigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität zu erzielen. Die einzigartige Technologie R-Phase genannt, optimiert die Eigenschaften von NiTi Feilen zu einer 70 % höheren Flexibilität und einer 2-3 fachen zyklischen Ermüdung gegenüber allen anderen rotierenden Feilen. (Studie Dr. Gambarini) Drillen optimiert die Oberflächenstruktur von Nickel-Titan und vermeidet so die Anhäufung von Microfrakturen. Gleichzeitig macht es die Feile härter. Die spezielle Oberflächenbehandlung der TF beendet die Oberflächenbehandlung unter Beachtung der Unversehrtheit der darunterliegenden Metallstruktur. (Studie Dr Gambarini). Fakt ist, dass die Twisted Feile 60 % mehr Torsion standhält gegenüber den herkömmlich hergestellten Feilen. (Studie Dr. Nicoll, Österreich, Tag und Ravi)