



Ketac™ Cem radiopaque

Flasche 12 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 75269

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 0.064 kg

Höhe: 46 mm

Breite: 44 mm

Länge: 94 mm

€ 18,51

Zzgl. MwSt.

Flasche 12 ml Flüssigkeit

Der 3M™ *Ketac™ Cem radiopaque* Glasionomer-Befestigungszement mit extrem dünner Filmstärke für eine Vielzahl an Indikationen.

- Extrem dünne Filmstärke
 - Röntgenopak
 - Fluoridionenabgabe
 - Verarbeitung (inkl. Mischen): 3:30 Min.
 - Abbindung (ab Mischbeginn): 7:00 Min.
-
- Definitive Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen und Brücken aus Metall oder verblendeter Metallkeramik sowie Aluminium- oder Zirkonoxid (z. B. 3M™ Lava™ Kronen und Brücken)
 - Definitive Zementierung von endodontischen Stiften und kieferorthopädischen Bändern aus Metall
 - Unterfüllungen
 - Kronen und Brücken auf Implantatabutments