



# GERL.

## IPS e.max® Press Invex Liquid

Flasche 1 Liter Liquid



Artikelnr.: 75312  
Hersteller: Ivoclar  
Gewicht: 1.581 kg  
Höhe: 248 mm  
Breite: 155 mm  
Länge: 155 mm

**€ 63,20**

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter Liquid

Das IPS e.max® Press Invex (Investment-Ex) Liquid wird zum Lösen der Oberflächen-Reaktionsschicht verwendet, die während des Pressvorgangs an gepressten IPS e.max® Press- und ZirPress-Gerüsten entsteht.