



## Silikonpolierer

Packung 12 Stück unmontiert, braun, Figur Rad, ISO 220



Artikelnr.: 75609  
Hersteller: SHOFU  
Gewicht: 0.05 kg  
Höhe: 68 mm  
Breite: 25 mm  
Länge: 62 mm



**€ 12,67**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 12 Polierer unmontiert, braun, Figur Rad, ISO 220

Brownie Greenie Supergreenie

Die Silikonpolierer mit integrierten Poliermitteln sorgen für ein schnelles und brillantes Polieren von Edelmetallen und Amalgam.

Brownies dienen zur Vorpolitur, Greenies werden im Anschluss zur Glanzpolitur eingesetzt; mit den Supergreenies (gelbe Schaftmarkierung) wird eine Hochglanzpolitur erreicht. Der Hochglanz entsteht durch die Verwendung der mit hochwertigen Schleifmitteln imprägnierten Silikonpolierer selbst; der Einsatz einer zusätzlichen Polierpaste ist nicht notwendig.

- Metallische Restauration wie Inlays, Onlays, Kronen und Brücken
- Empfohlene Drehzahl 5.000 - 7.000 U/min.
- Zur Amalgam-Politur wird Wasser benötigt