



TOPDENT CrownMaster

Stück 22396



Artikelnr.: 75920
Hersteller: Kentzler-Kaschner
Gewicht: 0.034 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 116 mm
Länge: 149 mm

€ 32,86

Zzgl. MwSt.

Stück Zange 22396

Kronenhaltezange aus hochhitzebeständigem Kohlefaser-Werkstoff, temperaturbeständig bis 150 °C.
Randschonend und ohne Kratzer an der Metalloberfläche.