



Stopfer

Stück Breite 1,8 / 1,3 mm, tropfenförmig



Artikelnr.: 76016
Hersteller: Carl Martin
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 45 mm
Länge: 236 mm

€ 29,33

Zzgl. MwSt.

Stück Stopfer Breite 1,8 / 1,3 mm, tropfenförmig

Der tropfenförmige Stopfer hat im Gegensatz zum klassischen Kugelstopfer den Vorteil, dass ein Verdichten des Füllungsmaterials erleichtert wird, da es nicht am Ansatz der Kugel festklebt.

PolyFill

Ob Komposit, Compomer, Glas-Ionomere oder Ceromere, durch die Formgebung, eine spezielle Hochglanzpolitur im Elektrolyseverfahren (reduziert ein Festkleben des Füllungsmaterials), verfügen Sie mit PolyFill über eines der modernsten Instrumente im Bereich der Adhäsivtechnik.