



super etch

Packung 10 x 2 ml Spritze Ätzgel, 50 Tips



Artikelnr.: 76187
Hersteller: SDI
Gewicht: 0.115 kg
Höhe: 46 mm
Breite: 93 mm
Länge: 178 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 10 x 2 ml Spritze Ätzgel, 50 Tips

37 % Phosphorsäure. Blaues, tixotropes Gel. Keine Beeinträchtigung des Adhäsivs. Auswahl an niedriger und hoher Viskosität. Schafft Mikroporen an der Schmelzoberfläche und entfernt die Schmierschicht um die Tubuli frei zu legen.