



## GC Fujivest II®

Flasche 900 ml Flüssigkeit Low



Artikelnr.: 76482

Hersteller: GC

Gewicht: 1.211 kg

Höhe: 221 mm

Breite: 83 mm

Länge: 83 mm

**€ 22,50**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 900 ml Flüssigkeit Low

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für präzise Güsse in der Kronen- und Brückentechnik. Geeignet für alle Legierungen, auch für Ni-Cr und Co-Cr.