



## Okklean

Spraydose 75 ml weiß, brennbar



Artikelnr.: 76599  
Hersteller: DFS-Diamon  
Gewicht: 0.076 kg  
Höhe: 150 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 31 mm

**€ 6,88**

*Zzgl. MwSt.*

Spraydose 75 ml weiß, brennbar

- Zum Markieren der Kontaktpunkte prothetischer Arbeiten und Kronen
- Leicht zu dosierender Farbpigmentfilm
- Sprühfilmdicke, je nach Sprühdauer, 6 - 8 µm
- Leicht mit dem Pinsel zu entfernen, bei porösen und tiefen Materialien mit dem Dampfstrahler zu entfernen
- Nicht löslich in Wasser oder Alkohol