



## HERAVEST® M

Karton 4 x 5 kg Beutel



Artikelnr.: 76733

Hersteller: Kulzer

Gewicht: 0.5 kg

**€ 109,72**

Zzgl. MwSt.

### Karton 4 x 5 kg Beutel Einbettmasse

Modellguss-Einbettmasse, traditionelle Aufheizung. Eine Präzisionseinbettmasse für die gesamte Modellgusstechnik und NEM - Kronen- und Brückentechnik. Durch die extreme Oberflächendichte werden hervorragende Metalloberflächen nach dem Abstrahlen des Gusses erreicht.

#### Eigenschaften

- Exakt steuerbare Expansion
- Hohe Passgenauigkeit
- Extreme Zeichnungsgenauigkeit
- Hohe Kantenfestigkeit
- Selbstaustrocknung durch hohe Abbindezeit
- 30 Minuten Abbindezeit inklusive Trockenzeit