



Kunststoffpolierer 9573

Packung 5 Stück grün, HP, Figur 273, 24 mm, ISO 100



Artikelnr.: 76770

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.038 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 28 mm

Länge: 41 mm

€ 14,63

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer grün, HP, Figur 273, Kopflänge: 24 mm, ISO 100

3 Stufen Poliersystem. Poliersystem für Prothesen-Kunststoffe.

- 1.Stufe - grün - Vorpolitur
- 2. Stufe - grau - Politur
- 3. Stufe - gelb - Hochglanzpolitur
- Kunststofftechnik
- Drehzahl empf. 5.000 - 7.000 U/min., max. 15.000 U/min.