



GERL.

GC Fujivest Super®

Flasche 900 ml Expansionsflüssigkeit High Exp.



Artikelnr.: 76881

Hersteller: GC

Gewicht: 1.211 kg

Höhe: 221 mm

Breite: 83 mm

Länge: 83 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Flasche 900 ml Expansionsflüssigkeit High Exp.

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse. Speed Einbettmassenqualität in einer neuen Dimension. Schon 20 Minuten nach dem Anmischen erfolgt das Aufsetzen bei Endtemperatur. Extrem glatte Gussoberflächen und die Wiedergabe feinsten Details selbst bei dünnauslaufenden Präparationsrändern. Steuerbare Expansion über Flüssigkeitsverdünnung.