



Fissurit F Set

Packung 2 x 2 g Spritzen, Applikationskanülen Typ 40



Artikelnr.: 77311
Hersteller: VOCO
Gewicht: 0.043 kg
Höhe: 31 mm
Breite: 64 mm
Länge: 150 mm

€ 33,53

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 2 g Spritze, Applikationskanülen Typ 40

Lichthärtender Fissurenversiegeler mit kontinuierlicher Fluoridabgabe zur Kariesprophylaxe.