



Futurabond DC 4ml Liquid 1, 4ml Liquid 2, Zubehör Pa

Packung 4 ml Liquid 1, 4 ml Liquid 2, Zubehör



Artikelnr.: 77654
Hersteller: VOCO
Gewicht: 0.161 kg
Höhe: 61 mm
Breite: 133 mm
Länge: 208 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 4 ml Liquid 1, 4 ml Liquid 2, Zubehör

Dualhärtendes Self-Etch Dentin-Schmelzbond mit Nano-Füllern verstärkt.

Indikationen

Direkte selbst- oder dualhärtende Composite Restaurationen und Stumpfaufbauten. Direkte lichthärtende Restaurationen auf Composite-/ Compomer-/ Ormocer- Basis. Befestigen von Wurzelstiften mit dual- oder selbthärtenden Compositezementen. Indirekte Restaurationen; bei Verwendung von dualhärtenden/selbthärtenden Compositezementen zum Befestigen von Inlays, Onlays, Kronen und Brückenversorgungen.

Vorteile

- Chemische Härtung für lichtunzugängliche Bereiche durch zusätzlichen DC Aktivator
- *Futurabond DC* erreicht ohne separates Ätzen der Zahnschmelzsubstanz die gleichen Hafteigenschaften wie Total-Etch-Präparate
- Universell einsetzbar