



Guttaperchastifte

Packung 120 Stück rosa, Taper.02 ISO 060



Artikelnr.: 78171
Hersteller: VDW
Gewicht: 0.024 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 46 mm
Länge: 75 mm

€ 11,13

Zzgl. MwSt.

Packung 120 Stifte rosa, Taper.02 ISO 060

Für eine dichte, dauerhafte Wurzelkanalfüllung.

- Stabile Stifte aus homogener, biokompatibler synthetischer Guttapercha
- Optimale Plastizität für laterale, vertikale oder thermische Kondensation
- Gute Festigkeit und besonders glatte Oberfläche für leichtes Einbringen in den Kanal
- ISO Farbcodierung am Stiftende
- Hohe Röntgensichtbarkeit
- Hohe Maßgenauigkeit
- Praktische Schiebschachtel mit Schaumstoffeinlage. Die Stifte können bei geöffneter Packung nicht herausfallen
- Guttapercha Taper.02 ISO standardisiert. Guttapercha Taper.04 und .06 zur schnellen Obturation "Crown Down" aufbereiteter Kanäle