



MELAcontrol Seal Check

Packung 100 Stück



Artikelnr.: 78835
Hersteller: MELAG
Gewicht: 0.102 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 74 mm
Länge: 193 mm

€ 50,69

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Teststreifen

Mit *MELAcontrol Seal Check* erfolgt die geforderte Kontrolle von Siegelgeräten schnell und kostengünstig. Das Indikatorpapier weist präzise die Qualität und Reproduzierbarkeit der Siegelnähte nach. Mit dem korrekten Verschmelzen der inneren Folienschicht und dessen richtiger Andruck auf dem Papier wird eine vollflächige Siegelnaht erzeugt. Nicht ausreichende Siegeltemperaturen, verschlissene Schweißschienen oder mangelnder Anpressdruck werden so sichtbar.

- ISO 11607-2 konform
- (LxB) 18 cm x 7,5 cm
- Vordruck für Angaben zur Praxis, zum Siegelgerät und zur Durchführung des Seal Checks