



Becherspender

Stück metallic



Artikelnr.: 78919

Hersteller: Beycodent

Gewicht: 0.5 kg

€ 101,21

Zzgl. MwSt.

Stück Spender metallic

Der *Becherspender* für jede Praxis! *Becherspender*- Metall Elegantes zeitloses Design.

- Unauffällig hygienisch
- Geschlossenes Gehäuse
- Einbaufähig, z. B. in Hängeschränke
- Sichtfenster Soft-Klick-Automatic
- Für schnelle und leichte Entnahme einzelner Einwegbecher
- Verhindert ungewolltes Herausrutschen des gesamten
- Spenderinhaltes für mindestens 50 Stück
- Automatenbecher, oberes Außenmaß 70,3 mm, Höhe: ca. 30,5 cm, Tiefe: ca. 10 cm