



## PROTAR® evo 3

Stück Artikulator 3 ohne Split-Cast



Artikelnr.: 79111  
Hersteller: KaVo  
Gewicht: 2.312 kg  
Höhe: 150 mm  
Breite: 225 mm  
Länge: 330 mm

**€ 682,66**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Artikulator 3 mit vorgegebener Sagittal Gelenk- und Bennettführung, mit Stützstift, Kontrollplatten, Inzisalteller plan und Inzisalteller 20°, Oberteil-Stützstift, ohne Split-Cast

PROTAR® evo sind Artikulatoren, die durch ihr edles Design und Farbklima Hygiene und Wertigkeit wie selbstverständlich kommunizieren. Die neue Generation PROTAR® evo bietet durch die vergrößerten Einstellskalen deutlich bessere Justiermöglichkeiten, steigert die Präzision und hilft so, Ihre Kosten zu senken. Der hochpräzise KaVo Split-Cast ist Voraussetzung, damit nur die Zahnmodelle mit der prothetischen Arbeit ohne Artikulator versandt werden können. Ihr wertvolles Gerät verbleibt in Ihren Händen.

- Perfekte Präzision für Ihre Wirtschaftlichkeit
- Überzeugende Präsentation Ihrer prothetischen Arbeit am Patienten
- Souveräne Handhabung