

Dürr VistaPano S 2.0

Artikelnr.: 793189

Hersteller: Dürr Dental SE



Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- VistaPano S 2.0, digitales OPG
- Face to Face Positionierung
- S-Pan-Technologie für einfachere Diagnostik
- Herausragende Bildqualität dank hochauflösendem CsI-Sensor der neuesten Generation
- Schlankes Design, kleine Stellfläche
- Panorama-Aufnahmen innerhalb von 7 Sekunden
- 8"-Glas-Touch-Display für intuitives Bedienen
- Umfangreiches Paket an intelligenten Automatisierungsfunktionen mit VistaSoft AI
- **Röntgenprüfkörper Set**
- 1 Jahr Garantie + 2 weitere Jahre Teilegarantie (bei Registrierung; Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Aktion: VistaScan Mini View 2.0 Speicherfolienscanner, nur im Paket
Fernröntgen/Ceph links, inkl. 2. Sensor (nicht nachrüstbar)
Mehrpreis Wandhalterung für langen Wandabstand zur Erweiterung der Tiefe
Mehrpreis Imaging-Software (VistaSoft Video) für digitale Bilder (Fremdkamera ...)
Röntgen IT Paket – Röntgen PC mit 21" Befundungsmonitor, zugelassen als BWS inkl. Abnahmeprüfung Monitor

Mehrpreis mit Röntgengerät VistaIntra DC
Kompatibilitäts-Check
Abnahmeprotokoll OPG
Abnahmeprotokoll intraoral
Demontage- und Entsorgungspauschale OPG Altgerät
Montagekosten, Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs nach Aufwand.
Transportkosten