



Palabond®

Flasche 45 ml



Artikelnr.: 79546
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.134 kg
Höhe: 118 mm
Breite: 51 mm
Länge: 55 mm

€ 28,17

Zzgl. MwSt.

Flasche 45 ml Haftvermittler

Sicherer Haftvermittler zwischen Prothesenkunststoff und Kunststoffzähnen. Durch konsequente Anwendung des transparenten Haftvermittlers Palabond® gehören herausbrechende Prothesenzähne endgültig der Vergangenheit an. Dabei wird nicht nur der Verbund zwischen Zähnen und Prothesenbasis erhöht: Auch zwischen Reparatur und Prothesenbasiswerkstoffen wird eine Verbundverbesserung erzielt.

Indikation

- Zwischen Prothesenkunststoff und Kunststoffzähnen
- Zwischen Prothesenkunststoff und Reparaturen