




Trainingsmetall-Set

Set



Artikelnr.: 79708
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.082 kg
Höhe: 31 mm
Breite: 101 mm
Länge: 131 mm

€ 42,68

Zzgl. MwSt.

Set 30 g Trainingsmetall, 1 g Trainingslot 1, 1 g Trainingslot 2, 1 Flussmittel Hera UL 99, 1 Schmelzpulverpellets, 1 Hera SP 99

Trainingsmetall ist eine gelbe, nicht mundbeständige Legierung, die es ermöglicht, mit geringem Materialaufwand Übungsarbeiten und Ausstellungsstücke herzustellen. Die Gusseigenschaften und die mechanischen Eigenschaften von Trainingsmetall sind denen einer Goldgusslegierung vom Typ 3 (gem. EN ISO 22674) so ähnlich, dass bei der Verarbeitung keine Unterschiede zu machen sind. Trainingsmetall kann mit allen traditionellen Gießgeräten vergossen werden. Trainingsmetall ist frei von Beryllium, Cadmium und Blei.